

OMRON HEM-6130-D

OMRON RS3

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät



EINFACH GENAU BLUTDRUCK MESSEN

Leicht zu bedienen, gut abzulesen

Der Klassiker

- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Erkennt Körperbewegungen während der Messung
- Manschettensitzkontrolle
- Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, bequemer und schonender
- Grafische Klassifizierung des Blutdrucks
- 60 Speicherplätze mit Datum/Uhrzeit und Mittelwert
- Für Handgelenkumfang von 13,5 – 21,5 cm

PZN 01476265
Heil- und Hilfsmittelnr. 21.28.01.3046
Unverbindliche Preisempfehlung: 39,95 €

OMRON *RS3*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	OMRON RS3 (HEM-6130-D)
EAN Code	4015672107359
Display / Anzeige	LCD Digital Display
Messmethode	Oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0 mmHg bis 299 mmHg Puls: 40 bis 180 Schläge/min.
Speicher	60 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe
Luftablass	Automatisches schnelles Ablassen
Druckmessung	Kapazitiver Drucksensor
Stromversorgung	2 x 1.5V Alkalibatterien Typ AAA (LR03)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 300 Messungen bei einer Raumtemperatur von 23 °C Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Luftdruck bei Aufbewahrung	- 20°C bis + 60 °C max. 10 % bis. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht ohne Manschette	Gerät ca. 101 g ohne Batterien
Äußere Abmessungen	ca. 78 mm (B) x 60 mm (H) x 21 mm (T) ohne Handgelenk-Manschette
Handgelenkumfang	13,5 bis 21,5 cm
Material Manschette	Nylon und Polyester
Lieferumfang / Zubehör	Messgerät, Manschette, Hartschalenbox, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Batterien
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197